



Flex 2000

## Wickeltisch Flex 2000

Flex 2000 ist ein neuer Wickeltisch, welcher bis zu 800 mm höhenverstellbar ist. Das Stativ welches direkt an der Wand befestigt wird, ist mit einer Kunststoffabdeckung versehen. Die Höhe wird elektrisch mit einer Handsteuerung verstellt.

Wenn sich die Verhältnisse ändern, so kann die Wickeltischplatte gegen einen ähnlichen mit kleinerer oder grösserer Fläche oder mit einer zusätzlichen Waschgelegenheit ausgetauscht werden.

Tische mit Waschteil werden mit 2 ausziehbaren Drahtköben und vollständigen Sicherheitssperren geliefert



Flex 2000 hochgefahren

- Belastbarkeit 80 kg
- Antrieb mit Trafo und 24V Elektromotor IP66
- Hub 800 mm \* Anfangshöhe 200 mm
- Stativ aus verzinktem Stahl mit Pulverlackierung
- Handkontrolle IP 66
- Liegeplatte mit Kantenleisten 800x 600-1200mm
- Waschteil aus Edelstahl. Grösse 600x800 mm
- Einhandmischbatterie mit Handdusche
- Auflage mit Kunststoffbeschichtetem Textilgewebe
- Ablauf mit flexiblem Rohr

### Artikelverzeichnis:

Art.nr.	Bezeichnung	Breite
8075-100	Wickeltisch 800x800 mm	800 mm
8075-109	Wickeltisch 1400x800mm	1400 mm
8075-119	Wickeltisch 1600x800mm	1600 mm
8075-101	Wickeltisch + Waschplatz links	1400 mm
8075-102	Wickeltisch + Waschplatz rechts	1400 mm
8075-103	Wickeltisch + Waschplatz links	1200 mm
8075-104	Wickeltisch + Waschplatz rechts	1200 mm
8075-105	Wickeltisch + Waschplatz mittig	1800 mm
8075-104	Wickeltisch + Waschplatz rechts	1200 mm
6804-05	Wickeltisch Flex 3000 Freistehend, und auf Rollen. Elektrisch verstellbar 810-950 mm	800mm
9086-05	Ministep Teleskopleiter für Flex 3000	

Flex 3000



08-03-11