

2010-03-26



Art. 3085 Hochgefahren

Wickeltisch/ Pflegeliege Easi-lift

Die Wickelliege "Easi-Lift" ist speziell für enge Räume da, z.B. wo Rohr- oder Kabelinstallationen eine Bodenmontage verhindern.


Die Easi-Lift ist in sechs verschiedenen Größen erhältlich und ist für die häufigsten Montagesituationen vorbereitet. Hebekapazität bis zu 150 kg. Wenn der Wickeltisch nicht benutzt wird, kann die Liegeplatte platzsparend hochgeklappt werden.

- Belastbar 150 kg * 24 Volt Schwachstrommotor IP66
- Höhenverstellbar: Hub 500 mm
- Pulverlackierung
- Kunstlederbezug erhältlich in mehreren Farben
- Liegeplatte hochklappbar mit Gasfederlift.
- Abklappbare Sicherheitswand.



Sicherheitswand abgeklappt

Artikelnr.	Hub	Länge	Tiefe
3081	500 mm	1200 mm	500 mm
3082	500 mm	1300 mm	500 mm
3083	500 mm	1400 mm	600 mm
3084	500 mm	1500 mm	600 mm
3085	500 mm	1600 mm	650 mm
3086	500 mm	1700 mm	650 mm



Platte hochgeklappt

- Spezifikation:**
- Actuator:** Hub 500 mm stroke,
24 Volt DC, 10 % Duty, IP 66 Protection
- Control Box:** Mains Voltage 220-240/120/100VAC, 50-60 Hz
Output voltage 24VDC. Ambient temp +5- 40 Grad
IP66 Protection
Medical approved according to EN60601-1
- Handset:** IP66 Protection, 24VDC
- Weight:** 75 kg (maximum) depending on model chosen